

Dr Hugo Galindo (medicina general)

Estándar 5: PROTOCOLO 1 (Preventivo ; Medicina Estetica)

FECHA: Revisado Abril 2012

1.PROTOCOLO DE INFUSION DE VITAMINA C (ASCORBATO DE SODIO)

RESUMEN:

APLICACIÓN IV DE ASCORBATO DE SODIO PARA USO CLINICO, CON FORMULA FACULTATIVA

PRESENTACION:

Vit C Solución de Ascorbato de Sodio 11.2 g en 100 mL= 10 g Acido Ascórbico en 100 mL

DOSIS:

SE TOMA COMO BASE DOSIS (ESQUEMA KLENNER) 350MG/KG Y SE AJUSTA (ESQUEMA CATHCART) SEGUN LA RESPUESTA DEL PACIENTE. (PROFILAXIS 10 g sem. / CRONICAS 20 g sem. / AGUDAS 30 g semanal).-

Limite máx IV en un día: 100 g

COMPONENTES

- SOLUCIÓN SALINA NORMAL 0,9% (500 CC)
- ASCORBATO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE 11.2g en 100 mL (VITAMINA C)

1. INSUMOS

- TAPABOCAS, DELANTAL DESECHABLE, GUANTES DE LATEX, CAMPO ESTERIL
- JERINGA 20 cc
- DOS AGUJAS
- EQUIPO DE MACROGOTEO
- YELCO # 22
- ATRIL, MICROPOR, ALGODÓN , ALCOHOL, CURITAS
- TIRILLAS MEDICION ASCORBATO EN ORINA Y TABLA DE ANALISIS

2. PREPARACIÓN POR CADA 10 g de Vitamina C

1. SOLICITAR MUESTRA DE ORINA AL PACIENTE Y MEDIR ASCORBATURIA EN TABLA (C STRIPS)
2. A SSN 0,9% 500 cc extraer 400 cc.- Quedan 100 cc de SSN .-
3. INSERTAR A LA SSN 0,9% EL EQUIPO DE MACROGOTEO, PURGAR (aprox 5 cc) Y CERRAR
4. CANALIZAR PACIENTE Y CONECTAR EQUIPO + SSN 0,9%
5. ENSAMBLAR AGUJA NUEVA (#1) A SSN 0,9%
6. VERIFICAR FECHA VENCIMIENTO Y ASPECTO DEL ASCORBATO (ligeramente amarillo)
7. DESTAPAR AMPOLLA DE ASCORBATO SODIO , ASEPSIA CON ALCOHOL (asegurar T ambiente)
8. INSERTAR AGUJA #2 EN BOTELLA DE ASCORBATO y dejarla insertada
9. EXTRAER ASCORBATO 11.2 g (10g AA) CON JERINGA DE 20 cc Y APLICAR A LA SSN hasta terminar la mezcla.-

Nota: del frasco etiqueta naranja = toda la botella de 100 cc ; del fco etiqueta azul = 33.3 cc

Dr Hugo Galindo (medicina general)

Estándar 5: PROTOCOLO 1

FECHA: Revisado Abril 2012

1.PROTOCOLO DE INFUSION DE VITAMINA C (ASCORBATO DE SODIO)

10. DEJAR SIEMPRE UNA AGUJA INSERTADA EN SSN Y OTRA EN ASCORBATO
11. RETIRAR AGUJAS Y DESECHAR EN GUARDIAN
12. MEZCLAR VIGOROSAMENTE
13. PASAR INFUSION EN 10 MINUTOS
14. HIDRATAR AL PACIENTE CON AGUA (VIA ORAL) 2 VECES DURANTE EL PASO DE SOLUCION
15. RETIRAR EQUIPO, PRESION 1 MIN EN SITIO DE PUNCION. PONER CURITA

Hoja 2